




Инновационный медицинский респиратор **НашаМаска**

От компании «Смарт Капитал»






Уникальные параметры респиратора




W-edition




V-edition




Уникальная
технология




Высочайший класс
защиты - FFP3




Герметично
фиксируется
на лице



100% экологичный
продукт




Сделан
из гипоаллергенных
материалов




Не оставляет
следов
и пролежней




Подходит для всех
типов лиц



Срок службы
до 6 часов



Не оказывает
давление на голову





Занимает
мало места




Особенности крепления




За счет плотного прилегания к лицу и хорошей пористости материала выдыхаемый воздух быстро выходит из респиратора, не создавая внутри патогенной микрофлоры и парникового эффекта.



Крепится на лице при помощи адгезивного (клеевого) слоя




Плотно и герметично фиксируется на лицах любого типа



При таком способе крепления не возникает пролежней



Можно носить с очками и головными уборами. Очки при ношении респиратора не запотевают



Материалы гипоаллергенны



Состав респиратора

Для производства респиратора используются **натуральные материалы, 100% целлюлоза**. Они экологически чистые, не вызывают аллергических реакций. Респиратор полностью состоит из фильтровальной бумаги без примесей, которую в мире используют для лабораторных исследований.

Клей – на основе акрилового сополимера.

Респиратор обеспечивает **повышенную защиту** от микробов и бактерий.

Обладает **повышенной воздухопроницаемостью**, достаточной для свободного дыхания.

Предотвращает повышенное потоотделение, которое при ношении других видов масок причиняет неудобства и приводит к заболеваниям кожи.

Респиратор очень **плотно прилегает** к лицу. После снятия повторное использование невозможно, в отличие от масок на резинке, которые люди могут носить неделями.



По отзывам клиентов из Москвы, даже в общественном транспорте в этой маске на несколько порядков комфортнее, чем в обычной.



История создания респиратора



В связи с наступлением эпидемии коронавируса и тем фактом, что отечественные производственные мощности и экспортные каналы не были готовы к поставкам необходимого количества изделий, наши ученые разработали новый способ производства средств защиты на основе метода шелкотрафаретной печати.

Благодаря этой технологии стало возможно выпускать новые маски на большем количестве производств. Кроме того, новая конструкция маски и использование разлагаемых веществ для ее производства позволили уменьшить вред для экологии.



Эффективность Нашей Маски по защите от вирусов

Носитель COVID-19

Здоровый человек

Носитель COVID-19
без респиратора



31%
Вероятность
передачи вируса



Здоровый человек
в респираторе

Носитель COVID-19
в респираторе



2,2%
Вероятность
передачи вируса



Здоровый человек
без респиратора

Носитель COVID-19
в респираторе



0,67%
Вероятность
передачи вируса



Здоровый человек
в респираторе

* Данные получены в результате сравнительного анализа технических характеристик разных типов респираторов.



Технические характеристики

Сравнение с трехслойной маской

Наименование	 Наша Маска	 Маска процедурная 3М	Выгода от характеристики
Тип	респиратор	маска	
Материал	целлюлоза	полипропилен	не загрязняет окружающую среду
Фиксация	адгезивный слой	эластичный шнур	герметично прилегает
Плотность	100 г/м2	3 слоя по 15 г/м2	защищает до 10 раз эффективнее можно работать в «красной» зоне
Толщина	450 мкм	200 мкм	
Диаметр пор	38 мкм	250-400 мкм	
Класс фильтрации	FFcP3	-	задерживают 99,9% вредных веществ
BFE	>99,9%	>99%	
PFE	>99,9%	>98%	



Доказанная эффективность респиратора


Респиратор прошел все клинические испытания и сертификации

- Производится в соответствии с **ГОСТ**
- Присвоен **максимальный класс защиты FFP3** – респиратор может использоваться в любой ситуации, где возникает необходимость защиты от токсичной и радиоактивной пыли, бактерий, вирусов и спор плесени







Уникальные параметры респиратора



Наш респиратор изготовлен из 100% целлюлозы, поэтому подлежит полной переработке и разлагается в открытой окружающей среде.



Срок распада маски в природе от 2 недель до 3 месяцев. Респиратор полностью подлежит переработке



Процедурные респираторы из полипропилена не подлежат переработке как отходы повышенного класса опасности. В природе (на полигонах) они разлагаются более 400 лет, выделяя токсические вещества (стирол, формальдегид, фенол, хлорпрен, уретан и т. д.) и отравляя почву и воду.





Объем производства


Производим

1,46

МИЛЛИОНА
МАСОК В СУТКИ

32,16

МИЛЛИОНА
МАСОК В МЕСЯЦ



37%

от текущего объема
производства масок
и респираторов
во всей России

Продается (используется) масок в РФ

12

МИЛЛИОНОВ
МАСОК В СУТКИ

Срок хранения изделия

5 лет*


* Хранить в сухом, защищенном от света месте,
при температуре от +5 С до +25 С,
допустимая влажность воздуха не выше 80% -
при хранении в оригинальной упаковке.




Обеспечение безопасности при производстве

Санитарные правила и требования к производству лицевых масок в РФ аналогичны требованиям пищевой промышленности. При производстве **Нашей Маски** соблюдаются все требования безопасности.


Регулярно осуществляются:




Наружная, внутренняя мойка и дезинфекция оборудования, мойка и дезинфекция инвентаря и тары



Контролируется содержание микротоксинов в сырье, не допускается наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний



Регулярная уборка и дезинфекция производственных и складских площадей, а также систем вентиляции



Сотрудники завода соблюдают правила личной гигиены, проходят профосмотры и работают в спец. одежде

При производстве соблюден принцип полного импортозамещения.

Оборудование – уникальные станки – производятся и поставляются российским производителем.

Сырье – фильтровальная бумага, адгезивный клей также поставляются российскими производителями.

Производство Санкт-Петербург. Это позволит избежать перебоев в производстве, поставках сырья и прочих зависимостей от иностранных партнеров.



Сферы использования респиратора

Благодаря высшему классу защиты FFP3, эстетичности, удобству крепления и экологичности респиратор может использоваться во всех сферах жизнедеятельности и производства:





Условия сотрудничества

Условия работы

Работаем по договору поставки и безналичному расчету со всеми формами юридических лиц

Минимальный заказ

Отгружаем оптом: от X коробок (XX штук) продукции

Условия оплаты (срок отсрочки платежа)


Обсуждается индивидуально в зависимости от региона доставки

Стоимость одной маски при минимальном заказе

Y рублей

С увеличением объема заказа цена пропорционально уменьшается.

Подробнее об условиях сотрудничества вы можете узнать у нашего менеджера





Цены при оптовых заказах



Как заказать

Для заказа респираторов оптом позвоните по указанному номеру телефона. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и оформит заказ.

ООО «СМАРТ КАПИТАЛ»

121374, город Москва,
Ул. Красных Зорь, д. 43, оф. 77

ОГРН 1177746550871

ИНН: 7731370377

Тел. 8 (495) 997-03-98

«SMART CAPITAL» LLC

Office 66, 43 Krasnykh Zor St.
121374 Moscow, Russia,

PSRN: 1177746550871

TIN: 7731370377

Tel. 8 (495) 997-03-98

